

# RollerMate®

## User manual

Rollermate G2 Basic

Nederlands

English

Deutsch



For more info and support visit [www.rollermate.se](http://www.rollermate.se)



**Waarschuwing!** Gevaar voor letsel. Het product is ontworpen voor gebruikers met voldoende evenwicht en vermogen om te anticiperen op omgevingsfactoren en onverwachte bewegingen te weerstaan. Als u niet zeker weet of het apparaat voor u geschikt is, vraag dan een deskundig persoon om advies.

**Waarschuwing!** Risico op letsel door uitglijden. Het product mag niet worden gebruikt in gladde omstandigheden.

**Waarschuwing!** Wees voorzichtig bij het opvouwen zodat uw hand of vingers niet bekneld raken.

**Let op!** Risico op aandoeningen aan het bewegingsapparaat door langdurig statisch gebruik.



**Warning!** Risk of injury cases. The product is designed for users with sufficient balance and ability to anticipate environmental factors and resist unexpected movements. If you are unsure whether the device is suitable for you, ask a knowledgeable person for advice.

**Warning!** risk of slip injury. The product should not be used in slippery conditions.

**Warning!** Be careful when folding not to pinch hand or fingers.

Please note! Risk of musculoskeletal disorders by prolonged static use.



**Warnhinweis!** Verletzungsgefahr. Das Produkt ist als Gehhilfe ausschließlich für Personen mit ausreichender Balance bestimmt, die auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen reagieren können.

Wenn Sie unsicher sind, ob dieses Hilfsmittel für Sie geeignet ist, lassen Sie sich von einer sachkundigen Person beraten. auf abschüssigem Gelände vorsichtig laufen. Darf nicht auf Treppen verwendet werden.

**Warnhinweis!** Verletzungsgefahr. Das Produkt darf nicht auf glatten Wegen verwendet werden.

**Warnhinweis!** Beim Zusammenklappen darauf achten, dass Finger oder Hände nicht eingeklemmt werden.

**Bitte beachten!** Gefahr für Überlastungsschäden bei langer statischer anwendung.

## Hoogte-instelling

Let op! Het is belangrijk dat de juiste hoogte wordt gebruikt. Raadpleeg een expert als u het niet zeker weet. Zorg ervoor dat de pen volledig is ingebracht!

## Height adjustment

Please note! It is important that the correct height is used. If unsure, please consult an expert. Make sure the pin is fully inserted!

## Höheneinstellung

Bitte beachten! Es ist wichtig, dass die richtige Höhe eingestellt wird.

Bei Unsicherheiten eine sachkundige

Person

fragen! Darauf achten, dass der Stift vollständig eingeschoben ist.



## Inklapbaar

Druk op de knop om in te klappen. Bij gebruik moet het schuifgedeelte in de laagste stand staan.

## Folding


Push button to fold. When in use, the sliding part shall be in its lowest position.

## Zusammenklappen


Zum Zusammenklappen den Knopf drücken. Bei der Anwendung muss sich das Schiebeteil in seiner untersten Position befinden.



**WRONG**



**OK**



## Onderhoud en verzorging

Controleer regelmatig of er geen barsten of andere zichtbare beschadigingen zijn en of er geen schroeven loszitten. Veeg vuil weg met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Droog het af als het nat is geworden.

## Garantie

Op uw RollerMate zit 2 jaar garantie bij normaal gebruik. We behouden ons het recht voor om productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

## Care and Maintenance

Periodically check that no cracks or other visible damage exists and that no screws are loose. Wipe of dirt with a damp cloth and mild detergent. Wipe it dry if it gets wet.

## Warranty

We give two years warranty on your RollerMate if being used normally. This does not apply to wear items. We reserve the right to make product changes without prior notice.

## Pflege und Instandhaltung

Regelmäßig kontrollieren, dass keine Risse oder andere äußere Schäden vorhanden sind und sich keine Schrauben gelöst haben. Schmutz mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Danach abtrocknen.

## Garantie

Auf Ihren RollerMate gewähren wir eine Garantie von zwei Jahren, unter der Voraussetzung, dass das Produkt normal verwendet wird. Die Garantie gilt nicht für Verschleißteile. Änderungen am Produkt ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Rollermate G2 Basic



Max user weight  
**100 kg**

**CE**

# RollerMate®

Rollermate aB  
Kungsgatan 20, SE 911 32  
Vännäs, Sweden Phone: +46  
(0) 26 420 12 20

art nr 11005-05-002

2011-10-01